

IT SCHEDA TECNICA

UFI: Q300-FOCU-J00C-AYKO

RTU Plus

DISINFETTANTE PRONTO USO
PER SUPERFICI DURE



- Battericida
- Fungicida
- Virucida per virus con involucro

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono: Cloruro di didecildimetilammonio g 0,277, Coformulanti, q.b. a g 100. Contiene <5% tensioattivi non ionici.

Indicazioni di pericolo: PERICOLO H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

ELIMINARE IL PRODOTTO INUTILIZZATO ED I CONTENITORI VUOTI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA UTILIZZARE I BIOCIDI IN MODO SICURO

PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto può essere impiegato in molteplici situazioni e nei più svariati ambiti, **Sanitario** (es: ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori, farmacie), **Luoghi di comunità** (es: impianti sportivi, palestre, condomini, strutture industriali, negozi, centri benessere, scuole). **Mezzi di trasporto** di persone o merci (es: autovetture, camion, treni, aerei, navi) **Industria alimentare** (es: laboratori di produzione, macellerie e salumifici, industria dolciaria, panetterie, industrie di lavorazione di carne, pesce e verdure), **Piccola e grande ristorazione** (ristoranti, bar, hotel, mense, gastronomia, gelaterie, banchi di vendita); Ideale per i piani H.A.C.C.P. e per la disinfezione di prese e griglie di ventilazione dei condizionatori. È ideale per detergere e disinfettare piani di lavoro, piani cottura, frigoriferi, piastrelle, sanitari, tavoli, sedie e scrivanie. Non profumato, ideale per le superfici a contatto con gli alimenti.

Stabilità del prodotto

Il prodotto rimane stabile per 2 anni a temperature ambiente, osservare la data di scadenza sulla confezione. Per preservare la qualità del prodotto si consiglia di conservare il recipiente ben chiuso, di non esporre lo stesso presso fonti di calore o alla luce diretta.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare il disinfettante tal quale spruzzando direttamente sulle superfici da trattare in maniera uniforme o distribuendo con un panno. Per un'azione battericida e fungicida, lasciare agire per almeno 15 minuti. Per assicurare un'efficacia virucida, applicare il prodotto direttamente sulle superfici pulite e risciacquate in precedenza e lasciare agire per almeno 30 minuti. Risciacquare le superfici dopo il trattamento. Pulisce, sgrassa e disinfetta tutte le superfici dure e lavabili in modo facile e veloce.

AVVERTENZE

Uso esterno, Non ingerire. Non utilizzare su cute lesa o irritata. Si consiglia di utilizzare normali guanti in gomma durante l'applicazione. In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con sapone ed acqua. Evitare il contatto con gli occhi. In caso d'ingestione accidentale: Chiamare immediatamente un medico. Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli indicati.



Officina di Produzione e Distributore:
LIBER S.r.l.
Loc. Le Campora 67063 Oricola (AQ)
Tel. 0863.992040 - info@liberchimica.it
Titolare della Registrazione:
AAKON POLICHIMICA S.r.l.
Via Giovanni Cantoni, 7 - 20144 Milano
Tel. +39 02.4695800

ARTICOLI / CONFEZIONI

750ml	153307	8002461522291	6 x 750 ml	8002461528996	100 BOX
1 L	153301	8002461522659	6 x 1 L	8002461529566	95 BOX
5 kg	153305	8002461522666	2 x 5 L	8002461529573	80 BOX

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

MADE IN ITALY

LIBER S.r.l. Loc. Le Campora 67063 Oricola (AQ) ITALIA Tel. +39.0863.992040 info@liberchimica.it www.liberchimica.it

CERTIFICAZIONI AZIENDA



Da sempre perseguiamo la strada dell'eccellenza e della massima attenzione per l'ambiente e le persone, con la consapevolezza di poter contribuire non solo all'innovazione dei prodotti, ma anche allo sviluppo sostenibile.

SA 8000 Standard internazionale che garantisce che l'Azienda è socialmente responsabile, cioè si impegna al rispetto delle regole dell'etica del lavoro e ricusa apertamente tutte le condizioni lavorative caratterizzate dalla disumanità, dallo sfruttamento, dall'iniqua retribuzione e dall'insalubrità del luogo di lavoro.

ISO 9001 La norma internazionale per i **Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ)**, pubblicata dall'**ISO (International Organization for Standardization)**. La norma è stata aggiornata l'ultima volta nel 2015 e viene chiamata ISO 9001:2015.

ISO 14067 Organizzazione con "**CFP Systematic Approach**" certificato da Bureau Veritas Italia Spa in conformità alla norma ISO 14067:2018.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO



Conformità ai Criteri Ambientali Minimi in accordo ai recepimenti italiani del Regolamento Europeo "**GPP - Green Public Procurement**".



Presidio Medico Chirurgico

Registrazione del Ministero della Salute n. 20826/21304.



Fragrance Free

Non sono state aggiunte sostanze chimiche con lo scopo di conferire un profumo al prodotto.



Plastica Seconda Vita

Certificazione che i contenitori dei prodotti indicati sono ottenuti dall'impiego di materiali da riciclo e sono conformi ai requisiti specificati nel regolamento di certificazione "Plastica Seconda Vita".

ARTICOLI / CONFEZIONI

750ml		153307		8002461522291		6 x 750 ml		8002461528996		100 BOX
1 L		153301		8002461522659		6 x 1 L		8002461529566		95 BOX
5 kg		153305		8002461522666		2 x 5 L		8002461529573		80 BOX



750ml	70% cert. 001/2023
1 L	30% cert. 1867/2020
5 kg	70% cert. 001/2023