



GIMA

ASPIRATORE SUPER VEGA

Codice: 28211

Categoria: Aspiratori chirurgici ambulatoriali e Tiralatte

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 590729

CND: Z120105

EAN13: 8023279282115

Descrizione: Super Vega II
Potenza di funzionamento: 220-230 V - 50/60 Hz
Flusso: 40 l/m



LINEA ASPIRATORI VEGA

Linea di aspiratori compatti ed affidabili creati con stile per la piccola chirurgia. Le silenziose pompe ad alto flusso non richiedono manutenzione e garantiscono la lunga durata e la solidità del prodotto. Raccomandati per aspirazioni nasali, orali o tracheali di liquidi (muco, catarro, sangue) negli adulti o nei bambini. Dotati di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, di un contenitore Makrolon® infrangibile da 1 l o da 2 l, autoclavabili a 121°C, con una valvola per il controllo sicuro del livello di liquido all'interno del contenitore, per prevenire un traboccamento. Vaso APEC® opzionale autoclavabile a 143°C. Le parti elettriche e termiche del prodotto sono isolate.

Made in Italy.

Caratteristiche tecniche: Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz
Consumo energia: 110 VA
Capacità vaso: 1.000 ml
Portata: 40 l/minuto
Vuoto Max: -0,80 bar (600mm/Hg)
Ciclo operativo continuo
Rumorosità: 60,5 dBA
Dimensioni - Peso: 35x21x18 cm - 3,6 kg
Norme: EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42/CEE

Dotazione standard: Vaso autoclavabile (1 l) con valvola di troppo pieno
Filtro antibatterico e idrofobico
Tubi in silicone 6x10 mm
Connettore conico per cateteri
Manuale utente in 6 lingue (GB, FR, DE, IT, ES, PT)