



# GIMA

## AUDIOMETRO DIAGNOSTICO AMPLIVOX 240

**Codice:** 53551  
**Categoria:** Audiometri  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** II A  
**NSIS:** 1515091  
**CND:** Z121401  
**EAN13:** 8023279535518



**Descrizione:** **AUDIOMETRO DIAGNOSTICO AMPLIVOX 240 - via aerea, via ossea, mascheramento**

**Audiometro diagnostico conveniente con connettività USB, ideale per l'uso sia nello studio sia nelle visite a domicilio.**

- funzionalità di memorizzazione della soglia
- tono singolo, pulsato o modulato in frequenza preimpostato
- 11 frequenze da 125 a 8.000 Hz (AC), da 250 a 8.000 Hz (BC)
- intervallo da -10 a 120 dBHL (AC), da -10 a 70 dBHL (BC), 90 dBHL max (250 a 4.000 Hz) uscita inserto mascheramento
- funzione di test automatico AC

**Fornito con cuffia audiometrica, vibratore osseo, pulsante di risposta paziente, schede audiogrammi (conf. da 50), alimentatore, valigetta e manuale GB, IT, ES, a richiesta FR, SE, RU, PT.**

**2 righe da 24 caratteri su display retroilluminato.**

**Peso: 735 g**  
**Dimensioni: 270x175x68 mm**  
**Alimentazione: 100-240 V, 50-60 Hz.**