




GIMA

TAVOLA SPINALE B-BAK - gialla

Codice: 34022
Categoria: Tavola spinale
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2327911
CND: V0804
EAN13: 8023279340228



Descrizione: TAVOLA SPINALE CON AGGANCI B-BAK - gialla

**Tavola spinale PE con agganci. Struttura robusta e leggera per un'elevata resistenza.
Le 14 maniglie, grazie alla loro forma, assicurano un'ottima presa; lo spessore minimo rende l'utilizzo agevole.
Dotata di 8 agganci in plastica per un migliore fissaggio delle cinghie.**