



GIMA

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE OMRON M2 INTELLI IT HEM-7143T-EBK

Codice: 49903

Categoria: Sfigmomanometri digitali Omron

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 2156655

CND: Z1203020501

EAN13: 4015672113046



Descrizione: OMRON M2 INTELLI IT HEM-7143T-EBK

Con bracciale 22-32 cm. Esclusiva tecnologia Intellisense™ e rilevazione del battito cardiaco irregolare.
Un solo tasto e display ampio

Clinicamente validato (Consultare www.dableducational.org per la verifica delle validazioni)

Tecnologia Intellisense

Rilevatore battito irregolare

Guida posizionamento bracciale

Bracciale 22-32

Memoria misurazioni x utente: 30

Rilevamento movimenti

Ipertensione

Connessione App/Bluetooth

Caratteristiche tecniche:

Metodo di misurazione: oscillometrico

Campo di misurazione:

Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg $\pm$ 3 mmHg

Pulsazioni: 40 - 180 min $\pm$ 5% lettura display

Memoria (con data e ora): 30

Gonfiaggio: controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica

Sgonfiaggio: valvola rilascio automatico pressione

Tensione nominale: DC 6V 4W

Alimentazione: 4 batterie "AA" 1,5 V

Durata batterie (n. misurazioni): 1000

Protezione contro scosse elettriche: apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie)

Peso (console+bracciale) senza batterie: 250+130 g

Dimensioni: 103x129 xh 80 mm

Materiale bracciale: nylon e poliestere

Circonferenza misurabile (cm): 22-32 (braccio)